



<p>LABORATORIUM BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI PALEMBANG</p>	<p><b>INSTRUKSI KERJA</b></p>	<p>Nomor : IK-LAB-5.4.1.1AC Revisi/ Edisi : 0/7 Tanggal Terbit : 01 April 2019 Halaman : 1 dari 2</p>
<p><b>CARA UJI KADAR SUHU PADA AIR DAN AIR LIMBAH</b></p>		

<p>Disetujui oleh :</p>  <p>Kepala Seksi SS</p>	<p>Diajukan oleh :</p>  <p>Penyelia</p>
--	--

LABORATORIUM BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI PALEMBANG	<b>INSTRUKSI KERJA</b>	Nomor : IK-LAB-5.4.1.1AC Revisi/ Edisi : 0/7 Tanggal Terbit : 01 April 2019 Halaman : 2 dari 2
<b>CARA UJI KADAR SUHU PADA AIR DAN AIR LIMBAH</b>		

#### **A. Prinsip**

Air raksa dalam termometer akan memuai atau menyusut sesuai dengan panas air yang diperiksa, sehingga suhu air dapat dibaca pada skala termometer (°C).

#### **B. Peralatan**

Termometer air raksa yang mempunyai skala sampai 110 °C

#### **C. Penetapan contoh uji air permukaan**

- a. Termometer langsung dicelupkan ke dalam contoh uji dan biarkan 2 sampai dengan 5 menit sampai termometer menunjukkan nilai yang stabil.
- b. Catat pembacaan skala termometer tanpa mengangkat lebih dahulu termometer dari air.

#### **D. Jaminan Mutu**

- a. Gunakan alat ukur yang terkalibrasi
- b. Dikerjakan oleh analis yang kompeten

#### **E. .Pengendalian Mutu**

Lakukan kalibrasi termometer dengan termometer standard

#### **F. Dokumen Acuan**

SNI 06.6989.23-2005

#### **G. .Dokumen Terkait**

F-LAB-5.4.1.0.2 : Rekaman Mutu Hasil Pengujian